



Rinvenimento Bowls calde

- **Metodo “decongelato pronto all’uso”**

Bowls Calde:

Togliere la Bowl dal congelatore e metterla nel frigorifero per almeno 12 ore.

Per consumare togliere dal frigorifero e inserire nel microonde senza rimuovere il coperchio, avviare il microonde alla potenza di 700W per 2 min.

Togliere la Bowl dal microonde e servire.

- **Metodo “Congelato/Rigenerato/Servito”**

Bowls Calde:

Togliere la Bowl dal congelatore, inserire nel microonde senza rimuovere il coperchio, avviare il microonde alla potenza di 500w per 6 min.

Togliere la Bowl dal microonde e servire.