



Rinvenimento Bowls fredde

- **Metodo “decongelato pronto all’uso”**

Bowls Fredde:

Togliere la Bowl dal congelatore e metterla nel frigorifero per almeno 12 ore.

Per consumare togliere dal frigorifero e inserire nel microonde senza rimuovere il coperchio, avviare il microonde alla potenza di 250W per 1 min.

Togliere la Bowl dal microonde, mescolare il prodotto e servire.

Si consiglia di accompagnare con salsa di soia

- **Metodo “Congelato/Rigenerato/Servito”**

Bowls fredde:

Togliere la Bowl dal congelatore, inserire nel microonde senza rimuovere il coperchio, avviare il microonde a 400w per 6 min.

Togliere la Bowl dal microonde, mescolare il prodotto e servire.

Si consiglia di accompagnare con salsa di soia.